

## Laborwagen L1



Separates Wechseltablett in verschiedenen Ausführungen (als option)



Schublade mit ergonomischer Griffleiste und Vollauszug



Papierrollenhalter aus Edelstahl



Leicht geneigte Tablare für eine problemlose Befüllung



Trennwand zum stecken



Spezialrollen mit Feststeller

- ✓ massiv Edelstahl A2 geschliffen
- ✓ multifunktional
- ✓ Schublade mit Vollauszug
- ✓ diverses Zubehör
- ✓ in der Schweiz hergestellt

[www.labotec.ch](http://www.labotec.ch)

Einführungspreis

sFr. 1420,-